

LINK[®] 

LinkSymphoKnee
Built on TRUST 




“LINK non è più solo un'azienda che fornisce sistemi da revisione protesici. Il nuovo ginocchio LINK è il mio punto di riferimento per l'artroplastica totale del ginocchio con conservazione primaria del crociato. La natura conservativa dell'impianto il design del solco della troclea garantiscono un impianto che si adatta a tutti i miei pazienti.”

– Brett Levine MD Midwest Orthopaedics at RUSH¹

¹Dr. Brett Levine ha eseguito il primo impianto globale del progetto di conservazione del crociato LSK a Chicago, Illinois, nell'agosto del 2021.

LinkSymphoKnee

Built on TRUST



Doppio raggio di curvatura progettato per ottimizzare la cinematica

Recesso anteriore più accogliente per il tendine rotuleo


Design dell'inserto per incremento della congruenza femoro tibiale

Profilo anteriore a maggior congruenza

Slope posteriore di 3°

Sistema di bloccaggio a coda di rondine posteriore e centrale

Polietilene infuso di vitamina E E-Dur¹



¹Reticolazione con una dose di radiazioni gamma di 75 kGy in aria quindi sterilizzata con EtO.